

# 巻き爪マイスター®

## ・ 特徴

コイルばねに内蔵されている超弾性合金ワイヤが、巻き爪（過度にわん曲した爪）に対し、持続的に矯正効果を発揮します。ワイヤをコイルで抱合している設計のため、安全性にも配慮されています。また、コイルばねの伸縮によって、比較的短時間で処置が済みます。低侵襲の医療機器ですので、通常であれば、装着時に麻酔をする必要はありません。

## ・ 装着の適応となる患者さん

装着前に爪幅を測定します。爪幅が、14mm-25mm の爪を目安に、適応したサイズを装着します。サイズを大きく外れる患者さんには装着できない可能性があります。また、爪の状態によっては装着いただけない場合もあります。（例：爪周囲に炎症を伴う方、あまりにも爪を短く切られている方（深爪の方）、爪がもろい方、爪の厚さが薄い方 など）

## ・ 交換時期

2週間～3ヶ月の連続装着を想定しています。爪が伸びてきたら、むやみに触らず、装着したまま医療機関を受診してください。留置性に問題がなければ、巻き爪マイスター® を爪の根元側にスライドさせて、引き続き装着いただけます。

## ・ 日常生活の注意点

巻き爪マイスター® が装着された爪の表面を医療用のテープなどで可能な限り保護することをおすすめします。

\* テープは衛生面を考慮し、入浴時などに取り換えてください

装着したまま入浴いただいて構いませんが、巻き爪マイスター® が外れないよう石鹸などでやさしく洗浄し、入浴後はよく乾かして清潔を保つようにしてください。

爪に大きな負荷がかかるスポーツ（水泳、サッカーなど）は出来る限り控えてください。巻き爪マイスター® が外れる可能性があります（外れてしまった場合、ご自身で装着しようとはせず、再度、医療機関を受診してください）。

## 巻き爪マイスター®

